



PARSIAN TEB ZAMAN
Engineering CO.
تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی

ESR Analyzer (Sedimex)



تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر،

کوچه مهتاب، پلاک ۳، واحد ۲ کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۳۵۱۳

تلفن ۰۲۱ ۸۸ ۵۰ ۲۱۰۷-۸

تلفن ۷۷ ۶۸ ۶۵ ۰۲

وبسایت www.parsiantebzaman.com

اینستاگرام [parsiantebzaman](https://www.instagram.com/parsiantebzaman)

ایمیل info@parsiantebzaman.com

تلگرام [parsiantebzaman](https://www.t.me/parsiantebzaman)



شرکت مهندسی

پارسیان طب زمان

تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی- پزشکی

مشخصات دستگاه

- Random Access
- ۱۰ و ۳۰ کاناله
- حداکثر ۲۰ تست در ساعت (۱۰ کاناله)
- و حداکثر ۶۰ تست در ساعت (۳۰ کاناله)
- محاسبه نتایج بر اساس روش Westergren
- اعلام نتایج در ۱۸ درجه سانتیگراد
- محدوده اندازه گیری 1-140
- دقت اندازه گیری ± 0.2 mm
- قابلیت اتصال به کامپیوتر مرکزی LIS,
- قابلیت اتصال به چاپگر سوزنی و حرارتی
- قابلیت اتصال به بارکد خوان
- قابلیت تعریف کد مریض
- قابلیت آنالیز با لوله های 1.28 ml , 1.6ml
- دارای منوی فارسی
- $CV=3\%$
- نرم افزار ساده و کاربری آسان
- صفحه نمایش Touch Screen

مشخصات فنی

- صفحه نمایش: گرافیک LCD (128x240)
- ولتاژ ورودی: $220 \pm 10\%$ V - 50-60 Hz
- ابعاد: (25x20x30) Cm
- وزن: 2 Kg

