



PARSIAN TEB ZAMAN
Engineering CO.

تولید کننده دستگاه های آزمایشگاهی

ESR Analyzer With CBC ,(Sedimex)



تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر،

کوچه مهتاب، پلاک ۳، واحد ۲ کدپستی: ۱۵۵۷۷۴۳۵۱۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۵۰۲۱۰۷-۸

تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۸۶۵۰۲

وبسایت: www.parsiantebzaman.com

اینستاگرام: [parsiantebzaman](https://www.instagram.com/parsiantebzaman)

ایمیل: info@parsiantebzaman.com

تلگرام: [parsiantebzaman](https://www.t.me/parsiantebzaman)



شرکت مهندسی

پارسیان طب زمان

تولید کننده دستگاههای آزمایشگاهی - پزشکی

مشخصات دستگاه

Random Access ●

۳۲ و ۲۴ کاناله ●

حداکثر ۷۲ تست در ساعت (۲۴ کاناله) ●

حداکثر ۹۶ تست در ساعت (۳۲ کاناله) ●

محاسبه نتایج براساس روش Westergren ●

اعلام نتایج در ۱۸ درجه سانتی گراد ●

محدوده اندازه گیری ۱~۱۴۰ ●

دقت اندازه گیری ± 0.2 mm ●

قابلیت اتصال به کامپیوتر مرکزی LIS ●

قابلیت اتصال به چاپگر سوزنی و حرارتی ●

قابلیت اتصال به بارکدخوان ●

قابلیت خوانش با لوله های CBC 3ml (k2-k3) ●

نرم افزار ساده و کاربردی آسان ●

نیاز اتصال به کامپیوتر ●

قابلیت تعریف کد مریض ●

مشخصات فنی

ولتاژ: ۵۰-۶۰Hz - ۱۰%± ۲۲۰V ●

ابعاد: (۳۰*۲۰*۲۵) ●

وزن: ۴.۵ Kg ●

